

リリアムスポット[®]2 専用通信アプリ
ノコポ[®]・パーソナル

操作ガイド



1. アプリ連携の準備

本体から測定結果を通信するアプリの画面や操作の説明は実際の画面・説明と異なる場合があります。
最新版の説明はwebsiteをご確認ください。

- スマートフォンをご自分で用意ください。
- 対応機種・ソフトウェアバージョン：iOS 14.6以上を搭載したiPhone（Apple社）
- App Storeより「ノコポ・パーソナル」をダウンロードしてください。



- アプリを起動し、利用規約に同意後、初期設定画面で身長、体重等を入力してください。設定内容の詳細は「設定画面およびヘルプ画面」をご確認ください。



- iPhone側の「設定」>「通知」>本アプリの「通知を許可」を選択します。
- リリアムスポット2本体側で、音声ガイダンスがオンの状態であることをご確認ください（無音の場合、通信ができません）。


※App Store[®]とiPhone[®]は、Apple Inc.の商標です。
※ノコポ[®]、nocopo[®]は、株式会社リリアム大塚の商標です。

2. 測定結果の転送



- 「ノコポ・パーソナル」アプリを起動し、「測定データを受信する」ボタンを押して※音波通信を受信可能にします。

※はじめてこのボタンを押す際には、マイクへのアクセスの許可を求められますので「OK」を押してください。
尚、スマートフォンの画面が「測定データ受信中」である時が、データ受信が可能な状態になっています。



- 「リリアムスポット 2」を用いて測定します。
- 測定後、「リリアムスポット 2」から電子音が鳴り、データが転送されます。※※




- データ転送後、アプリ側で、排尿前であれば「まえ」か、排尿後であれば「あと」を選択し登録を完了してください。※※

※※電子音が鳴っているにも関わらずデータがスマートフォンに転送されない場合は、「リリアムスポット 2」をスマートフォンに近づけてください。排尿後であれば「あと」を選択しデータの登録を完了してください。


3. トイレタイミングの通知

- 排尿時に「リリアムスポット 2」で測定したデータをアプリに転送することで、その時の「排尿量」を計算し、次回のトイレタイミングの推定に活用されます。
- 排尿時にアプリで5個以上の排尿量データを蓄積することで、適した次回のトイレタイミングを通知するようになります。※
- 測定結果（目盛り数値）は、「スポット値」の欄に0.5から5.0の10段階で表示されます。「排尿」の欄には排尿前後の測定データから排尿量が mL で表示されます。下記のように「排尿日誌」ボタンをオンの状態であれば、差分で得られた排尿に該当する行のみが表示されます。




※初期値は推定排尿量が250mLに設定されており、次回トイレタイミングが初期値を前提に表示・通知されますが、必ずしも正しい予測値ではありません。

4. 測定データの受信画面の遷移



5. 記録画面の遷移



6. 設定画面およびヘルプ画面



7. 通信に関するよくある質問

- Q: 測定結果を電子データとして取得するにはどうすればよいですか?**
A: 本体の画面の目盛り表示結果が、測定終了後、自動的にスマートフォンに転送されます。スマートフォン側に専用アプリが必要になりますので、当社 Website 等で詳細をご確認ください。
- Q: データの転送に失敗した場合はどうすればよいですか?**
A: データの再送はできません。再度「リリアムスポット 2」で測定しアプリで受信してください。
- Q: 音声ガイダンスを消すなど変更したい。**
A: 音声ガイダンスをオフにすることもできます。尚、測定結果をスマートフォンに転送する場合は、音声ガイダンスをオンの状態にしてください。
- Q: アプリの通知タイミングが合わないと感じる。**
A: 次回トイレタイミングの通知が明らかに異なると思われる場合は設定からリセットをお願いします。通知タイミングは、過去の蓄積データを元に計算しておりますので、アプリの記録を忘れた場合などに通知タイミングが合わなくなる可能性があります。その場合、設定からリセットし、改めて一定の排尿データを収集することで、適したトイレタイミングが通知されるようになります。また、アプリの通知に関わらず、排尿を我慢せずにトイレに行くようにしてください。
- Q: 就寝時刻が夜中の24時を超えた場合にアプリ上で編集・入力できない。**
A: 就寝時刻は 23:59 を超えた時間に設定することはできません。翌日以降に就寝する・した場合は就寝時刻を 23:59 にしてください。
- Q: 排尿したのにアプリへの記録をしなかった場合**
A: 通知タイミングに影響がありますので、前回の記録より 12 時間以上空けて次の測定をしてください。